



Hucki-Schlauch von Verbindungsstück abziehen. Auf die benötigte Länge kürzen und wieder zusammenstecken. Einen Halter wieder über die Verbindungsstelle schieben.  
Einfache und praktische Hilfe das HdO-Gerät hinter dem Ohr zu sichern.

Pull the Hucki tube off the connection pin. Shorten to the required length and re-attach. Slide one retainer over the connection joint.  
Simple and practical facility to hold BTE-hearing aids safely in place.

- 
- |                          |                   |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>REF: 27001</b> | hautfarben / flesh            |
| <input type="checkbox"/> | <b>REF: 27002</b> | rot / red                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>REF: 27003</b> | blau / blue                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>REF: 27004</b> | braun / brown                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>REF: 27005</b> | rosa-transparent / pink-clear |

---

**HEBA-OTOPLASTIK**  
Labortechnik u. Einrichtungs GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 42 - D-63853 Mömlingen  
Tel: +49 6022 681600 - Fax: +49 6022 31663  
info@heba.de - www.heba.de