



Hucki-Schlauch von Verbindungsstück abziehen. Auf die benötigte Länge kürzen und wieder zusammenstecken. Einen Halter wieder über die Verbindungsstelle schieben.
Einfache und praktische Hilfe das HdO-Gerät hinter dem Ohr zu sichern.

Pull the Hucki tube off the connection pin. Shorten to the required length and re-attach. Slide one retainer over the connection joint.
Simple and practical facility to hold BTE-hearing aids safely in place.

-
- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | REF: 27001 | hautfarben / flesh |
| <input type="checkbox"/> | REF: 27002 | rot / red |
| <input type="checkbox"/> | REF: 27003 | blau / blue |
| <input type="checkbox"/> | REF: 27004 | braun / brown |
| <input type="checkbox"/> | REF: 27005 | rosa-transparent / pink-clear |

HEBA-OTOPLASTIK
Labortechnik u. Einrichtungs GmbH & Co. KG
Hauptstr. 42 - D-63853 Mömlingen
Tel: +49 6022 681600 - Fax: +49 6022 31663
info@heba.de - www.heba.de